

**Alle medicinanalyser:**

- EDTA-glas: **LILLA4, LILLA5**. Gelglas må ikke anvendes.
- EDTA-glas: **LILLA2** kan benyttes ved børn eller vanskelige prøvetagninger.
- Hvis der bestilles flere gentests tages kun 1 glas.
- Opbevares ubehandlet og på køl indtil forsendelse. Se holdbarhed for den enkelte analyse.
- Send så vidt muligt samme dag som prøven er taget.
- Afsend ikke på fredage, lørdage eller dagen før en helligdag.
- Afsendes som Quickbrev fra posthus eller af distributør med tilsvarende kort transporttid (dag-til-dag levering).

**Prøver sendes til:**

Laboratoriet  
Kolonivej 11  
4293 Dianalund

Udføres ugentligt (Svartid: 90 % inden for 8 arbejdsdage).







Analyserne foretages som 5'nuclease PCR oprenset på DNA.

Vær opmærksom på at svartiderne kan være længere i forbindelse med ferieperioder og helligdage.

Har du brug for konkret viden om svartider i disse perioder, kontakt laboratoriet på 58271177.

Fil-lab@filadelfia.dk  
www.laboratoriet.filadelfia.dk

**Tablet - Gentest**

| Analyse |  |          | Fremsend                |                         | Holdbarhed |         |       | Analyse   |        |
|---------|--|----------|-------------------------|-------------------------|------------|---------|-------|---|--------|
| Test    | Allel  | NPU      | Prøvemateriale & Mængde | Særligt                 | Ubehandlet |         |       | Akkrediteret  | Pris   |
|         |  |          |                         |                         | 20-25°C    | 2-8°C   | -20°C |   |        |
| CYP2D6  | *2, *3, *4, *6, *9, *10, *17, *41 samt deletioner og duplikationer | NPU19308 | EDTA-blod               | Ubehandlet i lukket rør | 5 dage     | 31 dage | <2 år |    | 1250,- |
| CYP1A2  | *1F  | NPU58048 | EDTA-blod               | Ubehandlet i lukket rør | 5 dage     | 31 dage | <2 år |   | 380,-  |
| CYP3A4  | *22  | NPU29776 | EDTA-blod               | Ubehandlet i lukket rør | 5 dage     | 31 dage | <2 år |  | 380,-  |
| CYP3A5  | *3   | NPU27992 | EDTA-blod               | Ubehandlet i lukket rør | 5 dage     | 31 dage | <2 år |  | 380,-  |
| CYP2C9  | *2 og *3   | NPU32095 | EDTA-blod               | Ubehandlet i lukket rør | 5 dage     | 31 dage | <2 år |  | 600,-  |
| CYP2C19 | *2, *3, *4 og *17  | NPU19309 | EDTA-blod               | Ubehandlet i lukket rør | 5 dage     | 31 dage | <2 år |  | 985,-  |